

## UPUT ZA LABORATORIJSKO ISPITIVANJE COVID-19

Ustanova koja dostavlja materijal: \_\_\_\_\_

Nazofaringealni bris	<input type="checkbox"/>	Nazofaringealni aspirat	<input type="checkbox"/>
Bronhoalveolarna lavaza	<input type="checkbox"/>	Nazalni ispirak	<input type="checkbox"/>
Endotrahealni aspirat	<input type="checkbox"/>	Sputum	<input type="checkbox"/>
		Tkivo dobijeno biopsijom/autopsijom iz pluća	<input type="checkbox"/>

Datum uzorkovanja : \_\_\_\_\_

Ime i prezime pacijenta : \_\_\_\_\_

Pol :  M  Ž

Zanimanje \_\_\_\_\_

Datum rođenja \_\_\_\_\_

Adresa prebivališta \_\_\_\_\_

### Dijagnoza-označiti

Tonzilofaringitis

Grip   
(ili slično gripu)

Pneumonija   
(bronhitis ili bronhiolitis)

Lekar

\_\_\_\_\_

# INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME "TORLAK"

## OBRAZAC ZA ISPITIVANJE KOD SLUČAJA SUMNJE NA COVID-19

### Podaci o bolesti

Datum početka bolesti

Datum hospitalizacije

Simptomi bolesti	DA	NE	NAPOMENA
Temperatura $\geq 38^{\circ}\text{C}$			
Kašalj			
Plitko ili otežano disanje			
- Drugi simptomi / navesti /			

### Postojeća oboljenja ili stanja

<input type="checkbox"/> Srčana oboljenja	<input type="checkbox"/> Astma
<input type="checkbox"/> Hronična bolest pluća	<input type="checkbox"/> Trudnoća (navesti trimestar)
<input type="checkbox"/> Oboljenje jetre	
<input type="checkbox"/> Dijabetes	
<input type="checkbox"/> Neuromuskularni poremećaji	
<input type="checkbox"/> Imunodeficijencije	
<input type="checkbox"/> Hronična bolest bubrega	
<input type="checkbox"/> Gojaznost	
<input type="checkbox"/> Drugo _____	<input type="checkbox"/> Nepoznato
<input type="checkbox"/> Nema	

## Podaci o primeni antivirusne terapije

Antivirusna terapija	DA	NE	Datum pocetka primene	

## Epidemiološki podaci

Da li je oboleli putovao van mesta boravka do 14 dana pre pojave simptoma bolesti	<b>DA</b>	<b>NE</b>
Gde je putovao		
Da li je u neposrednoj okolini bilo obolelih sa sličnim znacima bolesti	<b>DA</b>	<b>NE</b>
Gde i kada		

Ime i prezime osobe koja je uzorkovala materijal, zanimanje			
Uslovi čuvanja do transporta u laboratoriju	frižider	zamrzivač	drugo / navesti /
Uslovi čuvanja materijala u toku transporta	ručni frižider	suvi led	drugo / navesti /

**Ime i prezime ispitivača**

---

**Za sva obaveštenja ili pomoć obratiti se:**

**Dr Svetlana Filipović-Vignjević mob.tel 064 846 6470**

**mob.tel 060 406 4008**

**Tel : 011 3976 – 674,/ lok. 229**

**e-mail: [sfilipovic@torlak.rs](mailto:sfilipovic@torlak.rs)**

**Laborant Jelena Mitrović mob tel 064 846 6425**

**Laborant Gordana Racić mob tel 064 885 2307**

## POPUNJAVA OSOBA U LABORATORIJI KOJA PRIMA MATERIJAL

Datum i vreme prijema materijala u laboratoriju			
Stanje uzorka pri prijemu	dobro	loše	primedba
Ime i prezime osobe koja je primila materijal			

### UPUTSTVO za prikupljanje materijala za virusološko ispitivanje COVID-19

Za potvrdu infekcije virusom COVID-19, potrebno je sto pre od pocetka bolesti od osobe sa suspektnom infekcijom, uzeti kombinovani bris ždrela i nosa.

#### Uzimanje brisa iz ždrela i nosa

- **Način uzimanja je isti kao kod sumnje na grip!**
- **Koristi se isti transportni medijum koji se koristi za grip**
- Transportni medijum (obezbeđuje Institut Torlak); do upotrebe čuvati na  $-20^{\circ}\text{C}$  i neposredno pre uzorkovanja kompletno otopiti.
- Sterilni štapići sa vatom
- Sterilan bris energično prevući preko sluzokože zadnjeg zida ždrela.
- Drugi bris uvući što dublje u nosnu šupljinu i rotirati ga nekoliko puta.
- Oba brisa staviti **u istu bočicu** sa transportnim medijumom, uz blago mešanje brisa u medijumu/transportni medijum postaje blago oblačast/.
- Prelomiti krajeve briseva koji su van bočice tako da bočica može da se zatvori. Ne dodirivati otvor bočice sa medijumom!
- **Čvrsto zatvoriti bočicu da ne bi došlo do izlivanja zaraznog materijala u toku transporta.**
- Pravilno obeležiti bočicu / ime i prezime / i popuniti Uputnu listu i Obrazac za ispitivanje slučaja sumnje na COVID-19
- Materijal transportovati do Nacionalne referentne laboratorije najkasnije za 48<sup>h</sup> od momenta uzimanja.

**Prilikom uzorkovanja materijala koristiti ličnu zaštitnu opremu!**

#### Napomena :

Najaviti laboratoriji donošenje materijala. Transport se vrši na  $+2$  do  $+8^{\circ}\text{C}$ . Do transporta uzorke čuvati na  $+4^{\circ}\text{C}$  / u frižideru /. **Ne zamrzavati** uzorke na  $-20^{\circ}\text{C}$  jer se gubi infektivnost virusa.